

多胺氧化酶（Polyamine oxidases, PAO）试剂盒说明书

（货号：G0135F 分光法 48 样）

一、产品简介：

多胺氧化酶（PAO，EC 1.5.3.3）广泛存在于动物、植物和微生物中。催化多胺氧化为醛，其活性与核酸和蛋白合成密切相关。也与植物逆境生理有一定关系。

PAO 催化多胺产生醛和过氧化氢，产物过氧化氢与 4-氨基氨基吡啶等反应产生一种有色物质，其在 510nm 处有最大吸收峰。通过检测 510nm 处吸光值的变化量得出 PAO 酶活性大小。

二、试剂盒组成和配置：

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4℃ 保存	
试剂一	液体 6mL×1 瓶	4℃ 保存	
试剂二	液体 26mL×1 瓶	4℃ 保存	
试剂三	粉剂 mg×1 瓶	4℃ 保存	用前甩几下使试剂落入底部，再加 5mL 蒸馏水溶解备用。

三、所需的仪器和用品：

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）、可调式移液器、天平、低温离心机、蒸馏水。

四、多胺氧化酶（PAO）活性测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备：

① 组织样本：

称取约 0.1g 组织（水分充足的样本可取 0.5g），加入 1mL 提取液，进行冰浴匀浆。4℃ ×12000rpm 离心 10min，取上清，置冰上待测。

【注】：若增加样本量，可按照组织质量（g）：提取液体积（mL）为 1：5~10 的比例进行提取。

② 细菌/细胞样本：

先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液，超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次）；12000rpm 4℃ 离心 10min，取上清，置冰上待测。

【注】：若增加样本量，可按照细菌/细胞数量（10⁴）：提取液（mL）为 500~1000：1 的比例进行提取。

③ 液体样本：直接检测；若浑浊，离心后取上清检测。

2、上机检测：

① 可见分光光度计预热 30min，调节波长至 510nm，蒸馏水调零。

② 所有试剂解冻至室温（25℃）。

③ 在 1mL 玻璃比色皿中依次加入：

试剂名称（μL）	测定管
样本	60
试剂一	120
试剂二	520
试剂三	80
混匀，30℃ 下，立即在 510nm 处读取吸光	

值 A1, 30min 后读取 A2, $\Delta A = A2 - A1$ 。

【注】若 ΔA 差值较小, 则需增加样本量 V1 (如增至 120 μ L, 则试剂二相应减少), 或延长反应时间 T (如增加至 1h 或更长), 则改变后的加样体积 V1 和反应时间 T 需加入计算公式重新计算。

五、结果计算:

1、按样本蛋白浓度计算:

酶活定义: 每毫克组织蛋白每分钟在反应体系中使 510nm 处吸光值变化 0.005 为一个酶活单位。

$$\text{PAO } (\Delta \text{OD}_{510} / \text{min} / \text{mg prot}) = \Delta A \div (V1 \times Cpr) \div 0.005 \div T = 111.1 \times \Delta A \div Cpr$$

2、按样本质量计算:

酶活定义: 每克组织每分钟在反应体系中使 510nm 处吸光值变化 0.005 为一个酶活单位。

$$\text{PAO 活性 } (\Delta \text{OD}_{510} / \text{min} / \text{g 鲜重}) = \Delta A \div (W \times V1 \div V) \div 0.005 \div T = 111.1 \times \Delta A \div W$$

3、按细胞数量计算:

酶活定义: 每 10⁴ 个细胞每分钟在反应体系中使 510nm 处吸光值变化 0.005 为一个酶活单位。

$$\text{PAO 活性 } (\Delta \text{OD}_{510} / \text{min} / 10^4 \text{ cell}) = \Delta A \div (500 \times V1 \div V) \div 0.005 \div T = 0.22 \times \Delta A$$

4、按液体体积计算

酶活定义: 每毫升液体每分钟在反应体系中使 510nm 处吸光值变化 0.005 为一个酶活单位。

$$\text{PAO 活性 } (\Delta \text{OD}_{510} / \text{min} / \text{mL}) = \Delta A \div V1 \div 0.005 \div T = 111.1 \times \Delta A$$

V---加入提取液体积, 1mL;

V1---反应中样本体积, 0.06mL;

W---样本质量, g;

T---反应时间, 30min

Cpr---样本蛋白浓度, mg/mL; 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。